



* APRIA Guía de inicio rápido de la terapia del sueño de Apria

para el DreamStation 2 de Philips Respironics



INICIO.

Consulte su Guía del usuario de la terapia del sueño de Apria para obtener más información.

Conecte el cable de alimentación a la máquina de PAP.

Consulte la página 4 de la Guía del usuario



Vuelva a conectar el tanque de aqua a la máquina de PAP.

Consulte la página 4 de la Guía del usuario



Retire el tanque de agua de la máquina de PAP.

Consulte la página 4 de la Guía del usuario



Conecte el tubo a la máguina de PAP.

Consulte la página 4 de la Guía del usuario



Retire la tapa y llene el tanque con agua.

Consulte la página 4 de la Guía del usuario



Presione el botón de terapia para comenzar.

Consulte la página 4 de la Guía del usuario





Ajuste su mascarilla. Si su médico le recetó una mascarilla y tamaño específicos, siga las instrucciones de ajuste proporcionadas por el fabricante. Si recibió una mascarilla con varias almohadillas, siga estas instrucciones:

Ya hay una almohadilla fijada a la estructura de su mascarilla. Este tamaño se adapta a la mayoría de los pacientes. Una vez que comience su terapia, si su mascarilla tiene una fuga o se siente incómoda, intente retirando la almohadilla actual y reemplazándola con una de otro tamaño. Si su medida se encuentra entre dos tamaños, es mejor utilizar la almohadilla más grande. Utilice la plantilla de ajuste (para la mascarilla nasal y la que cubre todo el rostro) o lea las instrucciones del fabricante que se incluyen con su mascarilla para obtener ayuda.

Consulte las páginas 5-8 de la Guía del usuario



Mascarilla nasal





Mascarilla de almohadilla nasal

Mascarilla de rostro completo

Conecte el tubo a la mascarilla.

(Si utiliza el oxígeno recetado, consulte *las páginas 9 y 10 de su GUÍA DE USUARIO PARA LA TERAPIA DEL SUEÑO DE APRIA.*)

Consulte la página 9 de la Guía del usuario









Tubo de alambre térmico conectado al dispositivo

Válvula de presión Adaptador T para el oxígeno Manguera de la mascarilla



Acuéstese y respire profundamente cuatro veces.

La máquina debe encenderse automáticamente. Si no oye que la máquina se enciende, presione el botón de encendido/apagado. Relájese y comience a respirar lentamente por la nariz.

Consulte la página 11 de la Guía del usuario



Revise que no haya fugas de aire.

Las fugas pequeñas son aceptables. Si se producen fugas grandes, consulte su GUÍA DE USUARIO PARA LA TERAPIA DEL SUEÑO DE APRIA.

Consulte las páginas 11-12 de la Guía del usuario



Póngase la mascarilla.

Consulte las páginas 5-8 de la Guía del usuario



Su configuración está completa. Ahora puede comenzar su terapia de PAP.

Consulte la página 13 de la Guía del usuario



Conecte el tubo a la máquina de PAP.

Consulte las páginas 9-10 de la Guía del usuario

Asegúrese de seguir las instrucciones de limpieza y mantenimiento que se incluyen y revise el cronograma recomendado de repuestos de suministros.

Consulte las páginas 14-20 de la Guía del usuario



Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para configurar su dispositivo y comenzar con la terapia, llame a un miembro del equipo de expertos en sueño de Apria.

Marque el número que aparece a continuación y seleccione la opción 4.

877.265.2426

Lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 10 p.m. hora del este Sábado: de 11:00 a.m. a 7:30 p.m. hora del este