

## Bienvenido a su máquina CPAP React Luna® G3 o G3X

Siga estos simples pasos para empezar

**Paso 1:** Descargue la aplicación para teléfonos inteligentes del fabricante, React Health PLUS, en su dispositivo móvil. Esta aplicación lo guiará a través del proceso de configuración.

Puede buscar la aplicación React Health PLUS en la App Store o escaneando el código QR proporcionado por React Health.

**Paso 2:** Para obtener más pautas sobre la terapia y videos educativos, vaya a la URL **Apria.com/sleep/getting-started** en su navegador o escanee el código QR en su dispositivo móvil.

**Paso 3: Programe una llamada de configuración.** Se le enviará un mensaje de texto a su teléfono para coordinar la llamada. Si no tiene una llamada de configuración programada, comuníquese con nosotros al número **877-265-2426, opción 4**, para solicitar ayuda.




Descargar la  
aplicación





Inicio



**1. Abra la caja de su máquina CPAP:** Retire la máquina, el cable de alimentación, el tubo y la máscara.



**2. Conecte el cable de alimentación:** Conecte el cable de alimentación en la parte posterior de la máquina y en la toma de la pared.



**5. Llene la cámara de agua**  
(si corresponde): Abra la cámara de agua y llénela con agua destilada hasta la línea de llenado.



**6. Colóquese la máscara:** Colóquese la máscara cómodamente en su rostro y asegúrese de que quede bien ajustada.



**7. Encienda el dispositivo:** Presione el botón de encendido de la máquina. No es necesario cambiar ningún ajuste. **El dispositivo ya está configurado para su comodidad.**

**3. Conecte el tubo:** Conecte un extremo del tubo a la salida de aire de la máquina.

**4. Conecte la máscara:** Conecte el otro extremo del tubo a la máscara CPAP.

## ¿Necesita ayuda?

Hay especialistas del sueño disponibles para ayudarlo con cualquier pregunta. Llámenos al número: **877.265.2426 Opción 4**