

Bienvenido a su máquina CPAP AirSense™ 11 o Bilevel AirCurve™ 11 VAuto de ResMed

Siga estos simples pasos para empezar

Paso 1: Descargue la aplicación para teléfonos inteligentes del fabricante, myAir™, en su dispositivo móvil. Esta aplicación le guiará a través del proceso de configuración. Puede encontrar la aplicación buscando myAir™ en App Store o escaneando el código QR proporcionado por Resmed.

Paso 2: Para obtener directrices adicionales sobre la terapia y ver videos informativos, visite la URL **Apria.com/ sleep/getting-started** en su navegador o escanee el código QR con su dispositivo móvil.

Paso 3: Programe una llamada para la configuración. Se le enviará un mensaje de texto a su teléfono para programar la llamada. Si no tiene programada una llamada para configuración, comuníquese con nosotros llamando al **877-265-2426, opción 4**, para recibir asistencia.

Paso 4: Manténgase al día con su terapia de presión positiva en las vías respiratorias (PAP, por sus siglas en inglés) con myApria. Haga pedidos de suministros de reposición elegibles, actualice su perfil y gestione su información de contacto y de seguro con tan solo unos clics. Visite myApria.com o descargue la aplicación móvil, **disponible en App Store y Google Play.**




**¡Descargar la
aplicación!**




**Cómo
empezar**



1. Abra la caja de su máquina CPAP: saque la máquina, el cable de alimentación, el tubo y la mascarilla.



2. Conecte el cable de alimentación: Conecte el cable de alimentación en la parte posterior de la máquina y en la toma de la pared.



3. Conecte el tubo: Conecte un extremo del tubo a la salida de aire de la máquina.


4. Conecte la máscara: Conecte el otro extremo del tubo a la máscara CPAP.



5. Llene la cámara de agua
(si corresponde): Abra la cámara de agua y llénela con agua destilada hasta la línea de llenado.



6. Colóquese la máscara: Colóquese la máscara cómodamente en su rostro y asegúrese de que quede bien ajustada.



7. Encienda el dispositivo: Presione el botón de encendido de la máquina. No es necesario cambiar ninguna configuración. **El dispositivo ya está configurado para su comodidad.**

¿Necesita ayuda?

Hay especialistas del sueño disponibles para ayudarlo con cualquier pregunta. Llámenos al número: **877.265.2426 Opción 4**